

# STERI-STRIP SUTURA / TIRAS ADESIVAS



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- O Steri-Strip é um curativo estéril de micropore com filamentos de poliéster, que promove o fechamento de pele de maneira fácil e rápida.
- Sensível à pressão, apresenta boa adesão inicial, proporcionando grande economia de tempo em relação às suturas convencionais.
- Por ser um adesivo não invasivo, reduz a probabilidade de trauma no tecido e a consequente formação de edema cutâneo.
- Proporciona uma cicatrização mais rápida e diminui os riscos de infecções causadas por suturas invasivas - Suturas cutâneas embaladas individualmente.
- Alta adesividade.
- Permite adequada transpiração da pele.
- Suturas de pele adesivas, estéreis.
- Dorso de rayon de viscose não tecido.
- Reforçado por tiras de poliéster.
- Adesivo acrílico hipoalergénico.
- Livre de látex.
- Indicações de uso: fechamento de incisões cirúrgicas; Aproximação de bordas de feridas não

infectadas; Fechamento de suturas superficiais limpas (abrasões, lacerações); Como complemento de suturas convencionais, aumentando a força de tensão e como suporte a ferida cirúrgica após a retirada da sutura convencional.

- Disponível em vários tamanhos.

Código	Descrição	Unidade de venda
01091011	STERI STRIP 3X75 MM	CX. 50
01091012	STERI STRIP 6X75 MM	CX. 50
01091013	STERI STRIP 6X38 MM	CX. 50
01091014	STERI STRIP 6X100 MM	CX. 50
01091015	STERI STRIP 12X100 MM	CX. 50
01091017	STERI STRIP 3X75 MM	CX. 5
01091018	STERI STRIP 6X75 MM	CX. 3