

TEGADERM PAD PENSO COM COMPRESSA NÃO ADESIVA



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Penso estéril transparente que reduz o tempo de aplicação.
- Barreira impermeável e resistente à água, permitindo aos pacientes a tomar banho ou duche sem remover o penso.
- Não aderente à ferida, permitindo que os processos normais de cicatrização ocorram com menos dor e trauma.
- Filme respirável permitindo à pele trocas gasosas de vapor de água e oxigénio.
- Penso confortável e fácil de aplicar, adaptando-se e estendendo-se com a pele para promover maior tempo de uso.
- Possui uma compressa central estéril, impermeável, formando uma barreira contra vírus e bactérias, que consiste numa almofada absorvente, não aderente à ferida, ligada a um penso de película fina plástica transparente maior (teste in vitro mostra que a película proporciona uma barreira transparente viral a partir de vírus de 27 nm de diâmetro ou maior, enquanto o penso permanece intacto sem fugas), sendo o adesivo hipoalergénico resistente à água.
- Indicações: Feridas pós-operatórias, Feridas agudas tais como abrasões e lacerações, Feridas crónicas leve a moderadamente exsudativas, Queimaduras superficiais e de espessura parcial, locais de inserção

de cateteres (linhas periféricas e centrais), Para proteger, cobrir ou segurar dispositivos e indicado para aplicações de penso secundário: hidrogéis, alginatos, e gaze. Tratamento de lesões agudas tais como cortes, queimaduras, abrasões, locais de punção de terapia intravenosa e incisões cirúrgicas. Tratamento de úlceras superficiais e crónicas de espessura média.

| Código | Descrição | Unidade de venda |
|----------|----------------------------|------------------|
| 01091016 | PENSO TEGADERM+PAD 9X25 CM | CX. 25 |
| 01091000 | PENSO TEGADERM+PAD 5X7 CM | CX. 50 |
| 01091001 | PENSO TEGADERM+PAD 9X15 CM | CX. 25 |
| 01091002 | PENSO TEGADERM+PAD 9X10 CM | CX. 25 |