

# PENSO TRANSPARENTE TEGADERM



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- O Tegaderm é um curativo estéril de filme transparente que pode ser usado por mais tempo do que os curativos com gaze e fita, permanecendo por até 7 dias, reduzindo os gastos com materiais e diminuindo substancialmente o risco de trauma de pele causado por remoções repetitivas de adesivo, além de ser resistente à água, não sendo necessário a remoção para banhos ou outros procedimentos.
- Estéril, hipoalergénico, constituído por uma película de poliuretano transparente, permeável ao oxigénio e vapor da água, atuando como barreira contra líquidos e bactérias.
- Indicações: Úlceras de pressão de estágios I e II pouco exsudativas; Desbridamento autolítico; Pensos secundário sobre gaze, alginato e hidrocolóide; Feridas cirúrgicas fechadas e limpas; Fixação de cateteres.

Código	Descrição	Unidade de venda
01091010	PENSO TRANSPARENTE TEGADERM 10X12CM	CX. 50