

# ESPONJA GELATINA SMI-SPON HEMOSTÁTICA



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Esponja hemostática absorvível feita de material de gelatina altamente limpa.
- A SMI Spon é biocompatível e pode ser usado numa ampla variedade de intervenções cirúrgicas.
- Esponja de gelatina estéril embalada individualmente pode ser facilmente recortada para o tamanho necessário.
- A utilização pode ser efectuada a seco ou molhado.
- Absorvível dentro de 3-4 semanas.
- Feito de material de gelatina altamente limpa.
- Leva à hemostasia, provocando estancamento rapidamente.
- Não tóxico.
- Sem pirogénios.
- Biocompatível.
- Aplicável seco ou humedecido (com soro fisiológico).
- Esterilizado por radiações Gama.
-

Produto estéril, embalado individualmente em blisters.

- Dimensões:

STANDARD 80 x 50 x 10 mm

REGULAR 70 x 50 x 10 mm

SPECIAL 80 x 50 x 1 mm

TAMPON 80 x 30 mm DIA

DENTAL CUBE 10 x 10 x 10 mm

Código	Descrição	Unidade de venda
01113000	ESPONJA GELATINA SMI-SPON STANDARD 80X50X10 MM	CX. 10
01113001	ESPONJA GELATINA SMI-SPON TAMPÃO 80X30 MM	CX. 1
025113000	ESPONJA GELATINA SMI-SPON DENTAL 10X10X10 MM	CX. 32