

ZETUVIT E PENSO ABSORVENTE



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Zetuvit é um penso absorvente não irritante para a pele; coberto com falso tecido hidrófilo de polipropileno; preenchimento altamente absorvente em celulose macia e fofa, camada de tecido para distribuição de secreções e um suporte de tecido hidrofóbico que atua como uma barreira de proteção da ferida contra a contaminação.
- Apresentação: estéril e não estéril.
- Para o tratamento de feridas com exsudado médio a abundante, em todos os setores médicos; acolchoamento e proteção de feridas.

Código	Descrição	Unidade de venda
01046022	ZETUVIT E PENSO PÓS-OPERATÓRIO NÃO ESTÉRIL 10X20 CM	CX. 50