

# TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Orifício atraumático na ponta do tubo.
- Para intubação oral ou nasal.
- Para uma melhor intubação, possuem marcas de profundidade em centímetros que indicam a distância da extremidade distal.
- Possuem linha radiopaca.
- Indicados para a gestão da ventilação através da intubação nasal ou oral da traqueia.
- Com cuff.

Código	Descrição	Unidade de venda
09011024	TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 7	CX. 10
09011025	TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 8	CX. 10
09011043	TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 9	CX. 10
09011046	TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 8,5	CX. 10
09011052	TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 6	CX. 10
09011053	TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 6,5	CX. 10
09011054	TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 7,5	CX. 10

09011056	TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 4,5	CX. 10
09011057	TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 4	CX. 10
09011058	TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 3,5	CX. 10
09011067	TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 5	CX. 10
09011068	TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 5,5	CX. 10
09011069	TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 9,5	CX. 10
09011070	TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 10	CX. 10
09138001	TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 10,5	CX. 10
09138002	TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 11	CX. 10
09158000	TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 2,5	CX. 10
09158001	TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 3	CX. 10