

# TUBO ENDOTRAQUEAL SEM CUFF



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Indicados para a gestão da ventilação através da intubação nasal ou oral da traqueia.
- Alta resolução com linha radiopaca.
- Garante identificação fácil e precisa da posição do tubo e localização durante raio-X.
- Com extremidade suave e orifício atraumático na ponta do tubo. A ponta é arredondada para reduzir o trauma do paciente durante a intubação e ao mesmo tempo minimizando o risco de oclusão.
- Resistente à torção e dobragem. Garante a integridade do tubo para a segurança do paciente, ao mesmo tempo, permite o amolecimento à temperatura do corpo para se ajustar ao aparelho respiratório do paciente.
- Para uma melhor intubação, possuem marcas de profundidade em centímetros que indicam a distância da extremidade distal.
- Sem cuff, estéril, uso único, com conector universal.
- Tubo endotraqueal sem Cuff (balão), em PVC (termosensível) isento de latex, descartável, com conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade atraumática retraída, estéril, para intubação oral e nasal.
- Produto acondicionado em embalagens individuais tipo blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico, fabricado em polipropileno.