

# SONDA VESICAL / ALGÁLIA DE DRENAGEM



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Sondas descartáveis, estéreis, uso único também designadas por algalias de drenagem.
- Sonda auto-algaliação, em PVC isenta de látex, resistente à torção, sonda macia, atraumática e fosca.
- Extremidade proximal está equipado com conector universal em forma de funil para a conexão segura para saco de urina.
- Cor codificada conector simples para facilitar a identificação de tamanho.
- Embaladas individualmente e esterilizadas.
- Comprimento 40 cm para homem e 20 cm para mulher.
- Disponíveis em vários tamanhos.

| Código   | Descrição                           | Unidade de venda |
|----------|-------------------------------------|------------------|
| 09011064 | SONDA VESICAL MASCULINA 40 CM CH 10 | CX.100           |

|          |                                     |        |
|----------|-------------------------------------|--------|
| 09011038 | SONDA VESICAL MASCULINA 40 CM CH 14 | CX.100 |
| 09011040 | SONDA VESICAL MASCULINA 40 CM CH 8  | CX.100 |
| 09011089 | SONDA VESICAL MASCULINA 40 CM CH 16 | CX.100 |
| 09011050 | SONDA VESICAL FEMININA 20 CM CH 8   | CX.100 |
| 09011001 | SONDA VESICAL FEMININA 20 CM CH 14  | CX.100 |
| 09011065 | SONDA VESICAL FEMININA 20 CM CH 10  | CX.100 |
| 09011066 | SONDA VESICAL FEMININA 20 CM CH 12  | CX.100 |