

## SONDA RECTAL



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Tubo de PVC atóxico transparente, com superfície lisa e flexível.
- Possui ponta arredondada aberta e seu conector é adaptável a seringas no lado distal com tampa.
- É estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico.
- Indicada para pacientes que possuem dificuldade para evacuar e precisam de ajuda no esvaziamento do recto.

Código	Descrição	Unidade de venda
09011088	SONDA RECTAL CH 24	CX. 50
09011020	SONDA RECTAL CH 25	CX. 50
09011042	SONDA RECTAL CH 30	CX. 50
09011047	SONDA RECTAL CH 22	CX. 50
09011049	SONDA RECTAL CH 18	CX. 50
09011072	SONDA RECTAL CH 28	CX. 50
09011030	SONDA RECTAL CH 20	CX. 50