

# SONDA DE ASPIRAÇÃO



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Cateter de sucção com controlo de vácuo com a ponta do dedo.
- Não tóxico.
- Esterilizado pelo gás óxido de etileno.
- Dispositivo descartável, de uso único.
- Fosco superfície para fácil inserção.
- Grau adequado de dureza oferece resistência à torção.
- Ponta aberta, atraumática, macia e arredondada.
- Dois orifícios laterais com bordas lisas.
- Codificados por cores.

Código	Descrição	Unidade de venda
09085001	SONDA ASPIRAÇÃO COM CONTROLO DE VÁCUO (PRETO) CH10	CX. 100
09085006	SONDA ASPIRAÇÃO COM CONTROLO DE VÁCUO (VERDE CLARO) CH06	CX. 100
09085011	SONDA ASPIRAÇÃO COM CONTROLO DE VÁCUO (BRANCO) CH12	CX. 100
09085013	SONDA ASPIRAÇÃO COM CONTROLO DE VÁCUO (AZUL) CH08	CX. 100

09085014	SONDA ASPIRAÇÃO COM CONTROLO DE VÁCUO (VERMELHA) CH18	CX. 100
09085015	SONDA ASPIRAÇÃO COM CONTROLO DE VÁCUO (VERDE) CH14	CX. 100
09085016	SONDA ASPIRAÇÃO COM CONTROLO DE VÁCUO (LARANJA) CH16	CX. 100