

# SONDA NASOGÁSTRICA PVC



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Sonda nasogástrica duodenal tipo Levin constituída por tubo de PVC transparente de grau médico permitindo facilidade de visualização de fluidos que saem e entram no estômago.
- O material de PVC amolece quando aquecido à temperatura do corpo para o conforto do paciente.
- A linha opaca que permite fácil identificação tubo e ponta através de raios-X.
- Extremidade distal aberta com 4 furos laterais permitindo a sucção suave e menos entupimento do tubo.
- Conector funil integral está pronto para anexar a tubulação de sucção.
- Disponível em tamanhos diferentes.

Código	Descrição	Unidade de venda
09016000	SONDA NASOGASTRICA LEVIN OPACA RX CH 16 121 CM	CX. 100
09016001	SONDA NASOGASTRICA LEVIN OPACA RX CH 18 121 CM	CX. 100
09016006	SONDA NASOGASTRICA LEVIN OPACA RX CH 20 121 CM	CX.100
09016007	SONDA NASOGASTRICA LEVIN OPACA RX CH 14 121 CM	CX.100