

SONDA NASOGASTRICA SILICONE



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- 100% silicone de grau médico para a biocompatibilidade superior.
- Suavidade adequada e excelente flexibilidade para maior conforto do paciente.
- Ponta cónica para fácil inserção.
- Marcação para confirmação posição de profundidade.
- Plugue de suspensão para vedação segura.
- Duplo embalagem esterilizado.

Código	Descrição	Unidade de venda
09045000	SONDA NASOGASTRICA SILICONE CH 16	CX. 10
09045007	SONDA NASOGASTRICA SILICONE CH 18	CX. 10
09045008	SONDA NASOGASTRICA SILICONE CH 20	CX. 10
09045009	SONDA NASOGASTRICA SILICONE CH 14	CX. 10