

KIT DE MIRINGOTOMIA



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Kit de Cirurgia Paracentesis pronto a usar.
- Uso único.
- Estéril, único embalado em peel-pack.
- Conteúdo: Ponta de metal para sucção; 1,4 x 70 mm, 2,0 x 70 mm, 2,5 x 80 mm Bisturi de Miringotomia; Punho de Sucção; Espéculos (2,5 mm, 4 mm, 5 mm); 2 gazes de tecido não tecido; Campo estéril.

Código	Descrição	Unidade de venda
09155004	KIT DE MIRINGOTOMIA PARA EXAME BACTERIOLÓGICO	CX. 30