

TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM CUFF



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Tubo endotraqueal projetado para alto volume e baixa pressão.
- Tubo reforçado.
- Resistente garante não torcer enquanto se adapta à temperatura do corpo.
- Guia duplo de profundidade com linha que facilita a colocação do cuff abaixo das cordas vocais.
- Material ultra-suave permite adaptar-se aos contornos da traqueia.

Código	Descrição	Unidade de venda
09158003	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM CUFF Nº7,5	CX. 10
09158004	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM CUFF Nº8	CX. 10
09158002	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM CUFF Nº7	CX. 10