

TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM CUFF



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Tubo endotraqueal projetado para alto volume e baixa pressão.
- Tubo reforçado.
- Resistente garante não torcer enquanto se adapta à temperatura do corpo.
- Guia duplo de profundidade com linha que facilita a colocação do cuff abaixo das cordas vocais.
- Material ultra-suave permite adaptar-se aos contornos da traqueia.

| Código | Descrição | Unidade de venda |
|----------|--|------------------|
| 09158003 | TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM CUFF Nº7,5 | CX. 10 |
| 09158004 | TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM CUFF Nº8 | CX. 10 |
| 09158002 | TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM CUFF Nº7 | CX. 10 |