

COMPRESSA TECIDO NÃO TECIDO ESTÉRIL



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Composição: Viscose/Poliéster, de acordo com Norma Europeia EN1644.
- Estéreis.
- Disponíveis em várias dimensões, dobras, camadas, peso (gr/m²).
- Embalagens mistas de PA/PP e papel.
- Empacotamento simples ou duplo para maior segurança.
- Processo de esterilização por vapor.

Código	Descrição	Unidade de venda
01043028	COMPRESSA TECIDO NÃO TECIDO ESTÉRIL 10X10 CM EMBALAGEM 5	CX. 200
01043047	COMPRESSA TECIDO NÃO TECIDO ESTÉRIL 7,5X7,5 CM EMBALAGEM 5	CX. 200
01043033	COMPRESSA TECIDO NÃO TECIDO ESTÉRIL 20X15 CM EMBALAGEM 5	CX. 300
01043034	COMPRESSA TECIDO NÃO TECIDO ESTÉRIL 5X5 CM EMBALAGEM 5	CX. 2000

01043020	COMPRESSA TECIDO NÃO TECIDO ESTÉRIL 20X10 CM EMBALAGEM 5	CX. 500
----------	---	---------

01043032	COMPRESSA TECIDO NÃO TECIDO ESTÉRIL 7,5X7,5 CM EMBALAGEM 5	CX. 1650
----------	---	----------

01043029	COMPRESSA TECIDO NÃO TECIDO ESTÉRIL 10X10 CM EMBALAGEM 5	CX.1000
----------	---	---------
