

PENSO ABSORVENTE NÃO ESTÉRIL NÃO ADERENTES



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Ideais para situações em que seja necessário uma grande capacidade de absorção, sem aderir à zona onde vão ser utilizados.
- Por serem não aderentes, são também usados para acolchoamento de zonas com escaras.
- Compostos por cinco camadas: Camada de contacto com a ferida em polipropileno branco. Camada de não tecido azul SMS 100% polipropileno, com propriedades hidrófobas. Camada interior em polpa de celulose com grande capacidade de absorvência. Camadas intermédias em papel com propriedades difusoras. Hotmelt. Rede não aderente.
- Apresentados em sacos plásticos com 25 unidades.

| Código | Descrição | Unidade de venda |
|----------|--|------------------|
| 01016031 | PENSO ABSORVENTE NÃO ESTÉRIL NÃO ADERENTE 10X10 CM | CX. 25 |
| 01016032 | PENSO ABSORVENTE NÃO ESTÉRIL NÃO ADERENTE 10X20 CM | CX. 25 |
| 01016033 | PENSO ABSORVENTE NÃO ESTÉRIL NÃO ADERENTE 20X20 CM | CX. 25 |
| 01016034 | PENSO ABSORVENTE NÃO ESTÉRIL NÃO ADERENTE 20X40 CM | CX. 25 |