

CONDUTOR / GUIA / ESTILETE PARA TUBO ENDOTRAQUEAL



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Composto de uma vareta de alumínio revestida com uma bainha de plástico (PEBD – polietileno de baixa densidade).
- Utilizado para facilitar a intubação oral da traqueia.
- Manter em local seco e fresco.
- Embalado individualmente.
- Esterilizado em Óxido de Etileno.

| Código | Descrição | Unidade de venda |
|----------|---|------------------|
| 09158025 | CONDUTOR P/TUBO ENDOTRAQUEAL D.I 2.5 MM CH-06 | CX. 20 |
| 09158024 | CONDUTOR P/TUBO ENDOTRAQUEAL D.I 3.5 MM CH-10 | CX. 20 |
| 09158005 | CONDUTOR P/TUBO ENDOTRAQUEAL D.I 4.0 MM CH-12 | CX. 20 |
| 09158026 | CONDUTOR P/TUBO ENDOTRAQUEAL D.I 5.0 MM CH-14 | CX. 20 |

FACTORMED
Produtos Médicos & Hospitalares