

# CONDUTOR / GUIA / ESTILETE PARA TUBO ENDOTRAQUEAL



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Composto de uma vareta de alumínio revestida com uma bainha de plástico (PEBD – polietileno de baixa densidade).
- Utilizado para facilitar a intubação oral da traqueia.
- Manter em local seco e fresco.
- Embalado individualmente.
- Esterilizado em Óxido de Etileno.

Código	Descrição	Unidade de venda
09158025	CONDUTOR P/TUBO ENDOTRAQUEAL D.I 2.5 MM CH-06	CX. 20
09158024	CONDUTOR P/TUBO ENDOTRAQUEAL D.I 3.5 MM CH-10	CX. 20
09158005	CONDUTOR P/TUBO ENDOTRAQUEAL D.I 4.0 MM CH-12	CX. 20
09158026	CONDUTOR P/TUBO ENDOTRAQUEAL D.I 5.0 MM CH-14	CX. 20

FACTORMED  
Produtos Médicos & Hospitalares