

## ADESIVO DE PAPEL OMNIPOR



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Adesivo de papel branco, permeável ao ar e ao vapor de água.
- É um adesivo transpirável, e bastante confortável.
- Hipoalergénico.
- Muito resistente e de fácil remoção.

Código	Descrição	Unidade de venda
03046021	ADESIVO OMNIPOR 9,2 M X 5 CM	CX. 10
03046029	ADESIVO OMNIPOR 9,2X1,25 CM	CX. 24