

ADESIVO DE TECIDO NÃO TECIDO OMNIFIX



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Banda autoadesiva feita de um tecido não tecido flexível macio, de tecido não tecido revestido com um adesivo sintético isento de látex sintético não sensibilizante.
- Omnifix é ideal para pacientes com pele hipersensível e uma tendência para alergias.
- Macio e suave, é fácil de aplicar, mesmo nas áreas mais difíceis de aplicação.
- Devido à sua elevada elasticidade adapta-se bem aos contornos do corpo e não vai restringir o movimento.
- Embalado individualmente.
- Material macio, de tecido não tecido.
- Adesivo sintético de fixação segura.
- Permeável ao ar e ao vapor de água, no entanto a massa adesiva não é sensível à água ou às secreções, conservando assim as suas propriedades iniciais de fixação, mesmo quando molhado.
- Não absorve raios-X.
- Durável e resistente a mudanças de temperatura.
- Pode ser removido sem dor e sem deixar marcas.
- Com fenda de apoio em onda em papel para fácil aplicação.
- Utilizado para fixação e retenção de equipamento, sondas e cânulas, pensos para feridas (cobrindo-os)

totalmente, especialmente nas articulações e partes angulares do corpo), cateteres e as linhas de drenagem.

Código	Descrição	Unidade de venda
03046024	ADESIVO OMNIFIX E 10 M X5 CM	CX. 1
03046019	ADESIVO OMNIFIX E 10 M X20 CM	CX. 1
03046004	ADESIVO OMNIFIX E 10 M X10 CM	CX. 1
03046005	ADESIVO OMNIFIX E 10 M X15 CM	CX. 1