

ADESIVO DE TECIDO NÃO TECIDO

MEDIPORE



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Adesivo livre de látex, hipoalergénico, conformável e suave que proporciona excelente aderência e ainda reduz o risco de irritação da pele.
- Adesivo de poliéster de tecido não-tecido, macio, confortável, poroso e respirável. Estira-se para acomodar o inchaço e o movimento. O adesivo é perfurado, de modo que não há necessidade de uma tesoura. É fácil de manusear, com ou sem luvas, sem enrolar as extremidades, ou de se colar a si próprio. Útil para proteger pensos, tubos e catéteres, e repetidas aplicações onde a preservação de pele é crítica.
- Rolos perfurados de lágrima fácil
- Suave, respirável para manter a integridade da pele.
- Sem latex e hipoalergénico para pacientes sensíveis
- Excelente cruzamento e extensão diagonal para acomodar o inchaço moderado ou movimento.
- Fácil de manusear - sem ondulação ou auto-adesão.
- Sem revestimento de papel para uso mais económico e eficiente.
- Resistente à água.
-

Disponível em rolos perfurados de diversos tamanhos.

Código	Descrição	Unidade de venda
03091003	ADESIVO MEDIPORE 10 M X 5 CM	CX. 1
03091001	ADESIVO MEDIPORE 10 M X 10 CM	CX. 1
03091000	ADESIVO MEDIPORE COM PAPEL PROTECTOR 10 M X5 CM	CX. 1
03091002	ADESIVO MEDIPORE COM PAPEL PROTECTOR 10 M X 10 CM	CX. 1
03091005	ADESIVO MEDIPORE 10 M X 15 CM	CX. 1
03005010	ADESIVO MEDIPORE 9,14 M X 10 CM	CX. 12
03005011	ADESIVO MEDIPORE 9,14 M X 20 CM	CX. 6