

ADESIVO FIXAÇÃO TUBOS NASAIS



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Adesivo para fixação de sondas nasogástricas, sondas de oxigénio, duodenal e tubos nasais, evitando o deslocamento accidental do catéter ou tubo do nariz.
- Muito confortável ao paciente, a sua tecnologia proporciona uma anatomia perfeita para a fixação no nariz, garantindo conforto e segurança, previne úlceras de pressão.
- Material respirável.
- Feito na cor da pele, tornando-o mais discreto.
- Pode permanecer na pele por até 3 dias.
- Não contém látex.
- Uso único.

Código	Descrição	Unidade de venda
03016009	ADESIVO FIXAÇÃO TUBOS NASAIS ADULTO	CX. 100