

# TORNEIRA DE TRÊS VIAS



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Com luer lock masculino e 2 conectores fêmea luer lock de bloqueio.
- Torneira transparente / com componentes de policarbonato.
- Sem limitação rotativa, a 360°.
- Torneira de três vias com extensão de tubos em vários comprimentos.
- Disponível com tubo e extensão ou com válvula de injeção.
- Com tampão e protector de fecho de segurança Luer-lock.

Código	Descrição	Unidade de venda
09011003	TORNEIRA TRÊS VIAS	CX. 50
09011002	TORNEIRA TRÊS VIAS COM PROLONGADOR VENOSO DE 10 CM	CX. 50
09085009	TORNEIRA TRÊS VIAS COM PROLONGADOR VENOSO DE 25 CM LUER LOCK	CX. 50