

FILME TRANSPARENTE FIXOMULL TRANSPARENT



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Fixomull transparente é uma fixação à prova de água de área ampla para proteger tratamentos de feridas e curativos em pomada, bem como fixar instrumentos, sondas, cateteres e dispositivos de medição. É um adesivo não estéril e está disponível em um rolo com várias larguras.
- Fixomull transparente consiste numa fina película de poliuretano respirável revestida com um adesivo compatível com a pele de uma técnica padrão especial. O produto protege de forma confiável contra a água, bactérias e contaminantes, ainda, que concede uma alta MVTR. A técnica de aplicação única, com a listra vermelha distintiva permite a aplicação fácil e rápida.
- Indicações: para fixação de curativos à prova de água, gazes e compressas absorventes; para a fixação de instrumentos à prova de água, sondas e cateteres; pomada para curativos; em hidroterapia.

Código	Descrição	Unidade de venda
03254001	FIXOMULL TRANSPARENTE 10 M X15 CM	CX. 1
03254000	FIXOMULL TRANSPARENTE 10 M X10 CM	CX. 1
3254039	FIXOMULL TRANSPARENTE 10 CM X 2 M	CX. 1
72216-00	FIXOMULL TRANSPARENTE 5 CM X 10 M	CX. 1

FACTORMED
Produtos Médicos & Hospitalares