

ADESIVO LEUKOFLEX



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Leukoflex é um adesivo transparente ideal para proteger curativos em pacientes com pele sensível. É impermeável à água, permitindo que os pacientes tomar banho, nadar ou participar de hidroterapia.
- Adequado para o uso como um adesivo oclusivo para selar tratamentos de aplicação tópica, Leukoflex apresenta um adesivo hipoalergénico que é "amigo" da pele e proporciona excelente aderência inicial e longo prazo. A remoção da fita é indolor e não deixa resíduo.
- Construído a partir de uma película de polietileno muito fina e elástica, Leukoflex adapta-se suavemente aos contornos do corpo e se adapta bem a movimentação do paciente.
- Fita impermeável para curativos impermeáveis.
- Filme de polietileno transparente revestido com um adesivo de poliácrlato compatível com a pele. A película fina é impermeável à humidade permitindo aos pacientes fazerem higiene com água. O filme extensível conforma suavemente aos contornos do corpo e adapta-se bem aos movimentos.
- Indicações principais: Fixação de curativos de todos os tipos e tamanhos; Fixação segura também sob a água por curativos oclusivos.

Código	Descrição	Unidade de venda
03254031	ADESIVO LEUKOFLEX 5 M X 5 CM	CX. 6
03254028	ADESIVO LEUKOFLEX 5X2,5 CM	CX. 12

FACTORMED
Produtos Médicos & Hospitalares