

# ADESIVO KINESIO LEUKOTAPE K



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Leukotape K é uma fita elástica utilizada para apoiar as funções sensoriais. O material de algodão elástico funciona idealmente com elasticidade natural da pele. O suporte é revestido com um adesivo de poliacrilato compatível com a pele. É permeável ao ar, reduzindo o risco de maceração. O padrão de onda do adesivo pode suportar o efeito terapêutico. Leukotape K é muito durável, não apresentando nenhum problema na prática de desporto nem durante o banho.
- Principais usos: dor de cabeça, dor nas costas, edema linfático, dor muscular.

Código	Descrição	Unidade de venda
3254030	ADESIVO LEUKOTAPE K AZUL 5 M X 5 CM	CX. 5
3254033	ADESIVO LEUKOTAPE K BEGE 5 M X 5 CM	CX. 5
--	ADESIVO LEUKOTAPE K VERMELHO 5 M X 5 CM	CX. 5
3254032	ADESIVO LEUKOTAPE K PRETO 5 M X 5 CM	CX. 5