

# VÁLVULA HEIMLICH



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- A válvula de Heimlich é uma válvula de drenagem de vibração especialmente projetada para substituir garrafas subaquáticas em drenagem torácica.
- Composto por conjunto de tubo transparente selado, a válvula estabelece um caminho de fluxo unidirecional para o ar.
- Este conjunto é equipado com extremidades de conexão para tubos / cateteres.
- A válvula apresenta uma extremidade azul para ser ligado ao cateter do paciente, e uma extremidade transparente para ser ligado a uma bolsa de drenagem ventilada.
- Se necessário, a extremidade distal, transparente pode ser ligada para uma saco de drenagem por sucção intermitente, esporádica e regulada, para remover secreções.
- O dreno de tórax válvula de Heimlich é simples e fácil de usar.
- O dreno de tórax válvula de Heimlich é estéril e um dispositivo de uso único.

| Código   | Descrição        | Unidade de venda |
|----------|------------------|------------------|
| 11037007 | VÁLVULA HEIMLICH | CX. 10           |