

# ALGÁLIA FOLEY SILICONIZADA 2 VIAS



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Algália Foley composta por latex com um revestimento à base de elastómero de silicone feita a partir de um material hidrofóbico que rejeita água.
- O revestimento de elastómero de silicone oferece proteção contra irritação uretral.
- Processo de fabricação inovador fornece a quantidade máxima de revestimento de silicone disponíveis.
- Cateter de látex revestido internamente e externamente em 100% silicone para resistir incrustação.
- Balão simétrico para maior confiabilidade e bom posicionamento na bexiga.

Código	Descrição	Unidade de venda
11011001	ALGÁLIA FOLEY SILICONIZADA 2 VIAS CH 10	CX. 10
11254000	ALGÁLIA FOLEY SILICONIZADA 2 VIAS CH 12	CX. 10
11254001	ALGÁLIA FOLEY SILICONIZADA 2 VIAS CH 14	CX. 10
11254002	ALGÁLIA FOLEY SILICONIZADA 2 VIAS CH 16	CX. 10
11254003	ALGÁLIA FOLEY SILICONIZADA 2 VIAS CH 18	CX. 10
11254005	ALGÁLIA FOLEY SILICONIZADA 2 VIAS CH 20	CX. 10
11254006	ALGÁLIA FOLEY SILICONIZADA 2 VIAS CH 22	CX. 10
11011008	ALGÁLIA FOLEY SILICONIZADA 2 VIAS CH 24	CX. 10

11011009	ALGÁLIA FOLEY SILICONIZADA 2 VIAS CH 26	CX. 10
11011014	ALGÁLIA FOLEY SILICONIZADA 2 VIAS CH 08	CX. 10
11011023	ALGÁLIA FOLEY SILICONIZADA 2 VIAS CH 06	CX. 10