

ALGÁLIA FOLEY 100% SILICONE 2 VIAS



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Algália 100% silicone de duas vias (cateter de Foley) biocompatível concebida para eliminar o risco de reacções alérgicas e proporcionar conforto máximo a longo prazo do paciente.
- Ponta arredondada suave - Permite a fácil inserção e fornecendo um excelente conforto e adesão do paciente.
- Orifícios grandes - Os orifícios de drenagem são lisos para reduzir o risco de "arranhar", garantindo a inserção mais fácil. O aumento da dimensão dos orifícios uma drenagem ou saída de fluido mais rápida e reduz o risco de bloqueios.
- Lumen interno maior - tem um grande lúmen interno com uma superfície arredondada e lisa reduzindo o risco de colonização bacteriana e incrustação e permitindo a drenagem rápida de líquidos e eventuais coágulos.
- Válvula anti-refluxo - Impede o esvaziamento accidental do balão.
- Balão de retenção esférico - O design com nervuras do balão dá simetria perfeita proporcionando uma boa posição e selo quando in situ. O balão de silicone tem a capacidade de regressar de volta à sua forma alongada por preencher proporcionando uma remoção mais fácil, mesmo depois de 30 dias de uso.
- Eixo flexível - Projetado para proporcionar rigidez ideal para fácil inserção, mantendo verdadeira flexibilidade, dando aos usuários a liberdade de circulação sem desconforto.

- 100% Silicone - é feito totalmente de silicone que minimiza a colonização bacteriana e incrustação enquanto in situ, facilitando a remoção mais fácil.
- Conector Ribbed - Proporciona uma fixação segura para uma válvula de cateter ou bolsa de perna, minimizando o risco de derrapagem, desconexão ou vazamento.
- Com marcações a informar o dimensão da algália.

Código	Descrição	Unidade de venda
11085000	ALGÁLIA FOLEY SILICONE 2 VIAS CH 12	CX. 10
11279000	ALGÁLIA FOLEY SILICONE 2 VIAS CH 14	CX. 10
11279001	ALGÁLIA FOLEY SILICONE 2 VIAS CH 16	CX. 10
11279002	ALGÁLIA FOLEY SILICONE 2 VIAS CH 18	CX. 10
11279003	ALGÁLIA FOLEY SILICONE 2 VIAS CH 20	CX. 10
11085005	ALGÁLIA FOLEY SILICONE 2 VIAS CH 22	CX. 10
11085006	ALGÁLIA FOLEY SILICONE 2 VIAS CH 24	CX. 10