

# SACO DE URINA ESTÉREIS COM TORNEIRA



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Sacos de urina drenáveis robustos e versáteis tanto para ambientes hospitalares e comunitários. Todos os sacos drenáveis urina estão equipados com uma válvula anti-retorno como padrão para evitar o refluxo de urina e proteger o paciente contra a infecção ascendente.
- Fácil de operar com torneiras anti-fuga - Tanto a torneira como a válvula ajustadas aos sacos são testadas quanto ao vazamento e são fáceis de operar. A torneira alavanca requer uma força inferior para abrir e fechar a torneira, sendo muitas vezes preferido pelos idosos ou pacientes com destreza limitada.
- O tubo de drenagem com orifício largo permite que o fluxo de urina perfeita para dentro do saco, otimizando a drenagem e fornecimento de observação do fluxo de urina. O tubo é tanto conforto proporcionando firme e flexível para o utilizador.
- Colheita de amostra sem agulha - A porta da amostra sem agulha elimina o risco de ferimentos causados por agulhas, assegurando simultaneamente o saco é livre de vazamentos.
- Disponíveis em tamanhos diferentes.

Código	Descrição	Unidade de venda
11011021	SACO URINA 1,5 L ESTERILIZADO COM VÁLVULA ANTI-RETORNO COM TUBO 90CM	CX.100

11011011

SACO URINA 2 L ESTÉRIL COM VÁLVULA ANTI-RETORNO COM  
TORNEIRA E TUBO 90CM

CX.100

---