

# COLECTOR URINÁRIO EXTERNO SILICONE



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- O colector / cateter urinário externo (comprimento até 7,5 cm) está disponível em cinco diâmetros para proporcionar maior conforto ao utilizador, melhor ajuste e maior confiança (diâmetro de 25 mm até 41 mm).
- Sem latex.
- Em silicone: hipoalergénico, com menos risco de maceração e irritação devido à facilidade de trocas gasosas (respiração cutânea).
- A banda adesiva proporciona uma fácil aplicação.
- Transparente para monitorização completa da pele.
- Permite a prática de cateterização urinária.
- Compatível com todos os sacos colectores.
- Riscos de infecção reduzidos: o tubo anti-torção permite a saída rápida da urina evitando que se acumule a nível do meato urinário.

Código	Descrição	Unidade de venda
11001003	COLECTOR URINÁRIO SILICONE 36 MM	CX. 1
11001004	COLECTOR URINÁRIO SILICONE 25 MM	CX. 1

FACTORMED  
Produtos Médicos & Hospitalares