

SUPORTE METÁLICO PARA SACO DE URINA



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em varão de aço Inox.
- Para uso nas camas ou cadeiras.
- Disponível em dois modelos: curvo ou recto variando apenas na zona colocação na cama ou cadeira.

Código	Descrição	Unidade de venda
11016001	SUPORTE SACO URINA AÇO INOX RECTO	CX. 1
11016000	SUPORTE SACO URINA AÇO INOX CURVO	CX. 1