

SONDA DE OXIGÉNIO



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Finalidade: administração de oxigénio, substitui o uso de máscaras.
- Disponíveis em dois tipos: com ponta aberta atraumática com arestas arredondadas e 8 orifícios laterais e com compressa de espuma.
- Tubo em PVC de grau médico, material não tóxico e apirogénio, com superfície muito suave que minimiza a fricção.
- Sem fio RX, conector cónico.
- Embalagens individualizadas.

Código	Descrição	Unidade de venda
09011026	SONDA OXIGÉNIO COM ESPONJA AMOVIVEL 40 CM CH 08 (AZUL)	CX.100
09011027	SONDA OXIGÉNIO COM ESPONJA AMOVIVEL 40 CM CH 12 (BRANCO)	CX.100
09011041	SONDA OXIGÉNIO COM ESPONJA AMOVIVEL 40 CM CH 14 (VERDE)	CX.100
09011063	SONDA OXIGÉNIO COM ESPONJA AMOVIVEL 40 CM CH 10	CX.100