

TAMPA PARA ALGÁLIAS E SONDAS



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- A tampa pode ser usada para fechar firmemente algálias e sondas.
- A tampa garante a paragem de fluxo de cateteres garantindo a higiene durante os procedimentos de enfermagem. É não-invasiva tem sido utilizada para selar a sonda durante um curto período de tempo para permitir que a urina a acumular-se na bexiga ou outros fluidos.
- De tamanho universal é moldado para caber todos os tamanhos de cateteres ou tubos (forma cónica, adaptando-se a qualquer calibre ou dimensão de diferentes tubos).
- Tampa graduada para acomodar facilmente tubos de vários diâmetros internos.
- Projetada de forma a fornecer conexões fortes e seguras e maximizar a aderência.
- Modelos com e sem pega que contêm um sistema de retenção que impede que sejam perdidas enquanto não estiverem em uso.
- Pode ser fornecido estéril em embalagens individuais, ou mesmo em embalagens a granel.

Código	Descrição	Unidade de venda
11011012	TAMPA PARA ALGÁLIAS / SONDAS SPIGOT SEM PEGA NÃO ESTÉRIL	CX. 100
11011015	TAMPA PARA ALGÁLIAS / SONDAS SPIGOT COM PEGA NÃO ESTÉRIL	CX. 100

FACTORMED
Produtos Médicos & Hospitalares