

SUTURA CATGUT



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Alta resistência à tração.
- Suporte de tecido excelente.
- Absorção por fagocitose.
- Absorção uniforme.
- Estrutura torcida.
- Excelentes propriedades de manuseamento.
- Alta flexibilidade.
- Alta resistência à tração.
- Excelente nó de segurança.
- Diâmetro uniforme por polimento centerless (aparência monofilamento).
- Passagem suave através dos tecidos sem corte, arraste de tecido ou trauma.
- Excelente nó (muito seguro e não se desfaz).
- Hermeticamente selado embalagem.
- Selo de garantia e esterilidade do produto.
- Indicações: fecho geral de tecidos moles e/ou ligadura especialmente em cirurgia geral; cirurgia

gastrointestinal; ginecologia; obstetrícia; urologia; cirurgia oftálmica.

- Contra-indicações: cirurgia cardiovascular, neurocirurgia. Sendo absorvível não usar quando for necessário um apoio prolongado. Precaução em doentes com cicatrização tardia (por exemplo, o sistema imunológico comprometido). Na região de feridas infectadas com sensibilidade ou alergias ao colagénio.

Código	Descrição	Unidade de venda
08113000	CATGUT CHROM 1 75 CM DS37 AGULHA LANCEOLADA 37 MM	CX. 12
08113001	CATGUT CHROM 2/0 75 CM DS24 AGULHA LANCEOLADA 24 MM	CX. 12
08113002	CATGUT CHROM 0 75 CM DS24 AGULHA LANCEOLADA 24 MM	CX. 12
08113024	CATGUT CHROM 2/0 75 CM DS19 AGULHA LANCEOLADA 19 MM	CX. 12
08113020	CATGUT CHROM 5/0 45 CM DS19 AGULHA LANCEOLADA 19 MM	CX. 12
08113081	CATGUT PLAIN 1 75 CM HR37 AGULHA CILINDRICA 37 MM	CX. 12
08113082	CATGUT PLAIN 2 75 CM HR45 AGULHA CILINDRICA 45 MM	CX. 12
08113083	CATGUT CHROM 1 75 CM HR48 AGULHA CILINDRICA 48 MM	CX. 12
08113084	CATGUT CHROM 2 75 CM HR45 AGULHA CILINDRICA 45 MM	CX. 12
08113032	CATGUT CHROM 0 75 CM DS37 AG/LANCEOLADA 37 MM	CX. 12
08113213	CATGUT CHROM 1 75 CM DS24 AG/LANCEOLADA 24 MM	CX. 12
08113215	CATGUT CHROM 3/0 75 CM DS24 AG/LANCEOLADA 24 MM	CX. 12
08113216	CATGUT CHROM 4/0 75 CM DS24 AG/LANCEOLADA 24 MM	CX. 12