

SUTURA SUPRAMID DE POLIAMIDA



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Elevada resistência à tracção, não absorvível.
- Suporte de tecido excelente e permanente.
- Sintético.
- Reação tecidual mínima.
- Estrutura torcida.
- Excelentes propriedades de manuseamento.
- Alta flexibilidade.
- Excelente nó de segurança.
- Multifilamento numa bainha.
- Passagem suave através dos tecidos sem corte, arraste de tecido ou trauma.
- Bom nó de gravata / adaptabilidade.
- Ação capilar reduzida.
- Maleabilidade e maciez.
- Nó fácil e seguro.
- Hermeticamente selado na embalagem.

- Selo de garantia de esterilidade do produto.
- Indicações: fecho geral de tecidos moles e/ou ligadura especialmente no fecho da pele.

Código	Descrição	Unidade de venda
08113023	SUPRAMID PRETO 2/0 75 CM DS24 AGULHA LANCEOLADA 24 MM	CX. 12
08113026	SUPRAMID PRETO 2/0 75 CM DS19 AGULHA LANCEOLADA 19 MM	CX. 12
08113039	SUPRAMID PRETO 0 75 CM DS24 AGULHA LANCEOLADA 24 MM	CX. 12
08113161	SUPRAMID PRETO 1 75 CM DS36 AGULHA LANCEOLADA 36 MM	CX. 12
08113067	SUPRAMID PRETO 3/0 75 CM DS24 AGULHA LANCEOLADA 24 MM	CX. 12
08113101	SUPRAMID PRETO 4/0 75 CM DS19 AGULHA LANCEOLADA 19 MM	CX. 36
08113092	CASSETE SUPRAMID PRETO 4/0 100 MM	CX. 1
08113142	CASSETE SUPRAMID PRETO 3&4 50 MM	CX. 1
08001013	SUPRAMID BLACK 5/0 75CM DS19 AG/LANCEOLADA 3/8 19MM	CX. 36
08001016	SUPRAMID BLACK 1 75CM HS26s AG/LANCEOLADA 1/2 26 MM	CX. 36