

SUTURA SURGICRYL RAPID DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO MULTIFILAMENTO



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Elevada resistência à tracção inicial.
- Suporte de tecido excelente.
- Sintético.
- Reação tecidual mínima.
- Reparte-se por hidrólise.
- Taxa de absorção previsível, a absorção em massa ocorre rapidamente.
- Estrutura trançada.
- Excelentes propriedades de manuseamento.
- Alta flexibilidade.
- Alta resistência à tração.
- Excelente nó de segurança, muito seguro, não se desfaz.
- Multifilamento revestido.
- Passagem suave através dos tecidos com mínimo, arraste de tecido ou trauma.
-

Bom nó de sutura, adaptável.

- Ação capilar reduzida.
- Hermeticamente selado na embalagem.
- Selo garantido e esterilidade do produto.
- Indicações: tecidos moles superficiais, fecho apenas de pele e mucosa, especialmente em cirurgia plástica, obstetrícia (reparação episiotomia), ginecologia, urologia (circuncisão), cirurgia oftalmológica (conjuntiva) e cirurgia pediátrica.
- Contra-indicações: cirurgia cardiovascular, neurocirurgia. ligadura. Quando o suporte da ferida é superior a 7 dias é necessário realizar uma ligação. Precaução em doentes com cicatrização retardada (por exemplo, o sistema imunológico comprometido).

Código	Descrição	Unidade de venda
08113041	SURGICRYL RAPID 5/0 45 CM DS12 AGULHA LANCEOLADA 3/8 12 MM	CX. 12
08113064	SURGICRYL RAPID 3/0 75 CM DS24 AGULHA LANCEOLADA 3/8 24 MM	CX. 12
08113128	SURGICRYL RAPID 3/0 150 CM SEM AGULHA	CX. 12
08113131	SURGICRYL RAPID 2/0 75 CM DS24 AGULHA LANCEOLADA 3/8 24 MM	CX. 12
08113140	SURGICRYL RAPID 3/0 45 CM DS19 AGULHA LANCEOLADA 3/8 19 MM	CX. 12
08113164	SURGICRYL RAPID 4/0 75 CM DS19 AGULHA LANCEOLADA 3/8 19 MM	CX. 12
08113165	SURGICRYL RAPID 6/0 75 CM DS12 AGULHA LANCEOLADA 3/8 12 MM CX.12	CX. 12
08113166	SURGICRYL RAPID 4/0 75 CM HR22 AGULHA CILINDRICA 1/2 22 MM	CX. 12
08113167	SURGICRYL RAPID 5/0 75 CM HR17 AGULHA CILINDRICA 1/2 17 MM	CX. 12
08113186	SURGICRYL RAPID 3/0 45 CM HS17 AG/LANCEOLADA 1/2 17 MM	CX. 12
08113203	SURGICRYL RAPID 4/0 75 CM DS16 AG/LANCEOLADA 3/8 16 MM	CX. 12
08113207	SURGICRYL RAPID 5/0 50 CM DS12 AG/LANCEOLADA 3/8 EASY PASS 12 MM	CX. 12
08113198	SURGICRYL RAPID 5/0 75 CM DS16 AG/LANCEOLADA 3/8 16 MM	CX. 12