

# SUTURA SURGICRYL MONOFAST DE POLIGLICAPRONE 25 MONOFILAMENTO



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Alta resistência à tração.
- Suporte de tecido excelente.
- Sintético.
- Reação tecidual mínima.
- Reparte-se por hidrólise com taxa de absorção previsível.
- Monofilamento com diâmetro uniforme.
- Passagem suave através dos tecidos sem corte, arraste de tecido ou trauma.
- Ausência de capilaridade (sem suporte do crescimento bacteriano).
- Excelente nó, muito seguro, não se desfaz.
- Maleabilidade e maciez.
- Boas propriedades de manuseamento.
- Nó fácil e seguro.
- Hermeticamente selado na embalagem.
-

Selo garantido e esterilidade do produto.

- Indicações: tecido superficial macio e/ou de ligação especialmente em cirurgia geral, fecho da pele, cirurgia plástica, cirurgia gastrointestinal, ginecologia, urologia.
- Contra-indicações: Cirurgia Cardiovascular, Neurocirurgia, Cirurgia Oftalmológica. Sendo absorvível não usar quando for necessário um apoio de ferida extenso. Precaução em doentes com cicatrização retardada (por exemplo, o sistema imunológico comprometido).

Código	Descrição	Unidade de venda
08113042	SURGICRYL MONOFAST INCOLOR 2/0 75 CM HR26 AGULHA CILINDRICA 26 MM	CX. 12
08113073	SURGICRYL MONOFAST INCOLOR 2/0 75 CM DS24 AGULHA LANCEOLADA 24 MM	CX. 12
08113122	SURGICRYL MONOFAST INCOLOR 4/0 45 CM DS12 AGULHA LANCEOLADA 12 MM	CX. 12
08113150	SURGICRYL MONOFAST INCOLOR 5/0 45 CM DS19 AGULHA LANCEOLADA 19 MM	CX. 12
08113179	SURGICRYL MONOFAST VIOLETA 2/0 75 CM HR30 AGULHA CILINDRICA 30 MM	CX. 12