

# SUTURA SURGICRYL 910 DE POLIGLACTINA



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Alta resistência à tração.
- Suporte de tecido excelente.
- Sintético.
- Reação tecidual mínima.
- Reparte-se por hidrólise.
- Taxa de absorção previsível.
- Estrutura trançada.
- Excelentes propriedades de manuseamento.
- Alta flexibilidade.
- Excelente nó de segurança.
- Multifilamento revestido.
- Passagem suave através dos tecidos com corte, arraste de tecido e trauma mínimos.
- Boa adaptabilidade do nó de sutura.
-

Ação capilar reduzida.

- Hermeticamente selado na embalagem.
- Selo de garantia e esterilidade do produto.
- Indicações: fecho geral dos tecidos moles e/ou ligadura especialmente em cirurgia geral, fecho da pele, cirurgia gastrointestinal, cirurgia plástica, cirurgia oftálmica, ginecologia, obstetrícia, ortopedia e urologia.
- Contra-indicações: Cirurgia Cardiovascular, Neurocirurgia. Sendo absorvível não usar quando for necessário um apoio extenso. Precaução em doentes com cicatrização retardada (por exemplo, o sistema imunológico comprometido).

Código	Descrição	Unidade de venda
08113059	SURGICRYL 910 VIOLETA 4/0 75 CM DS19 AGULHA LANCEOLADA 19 MM	CX. 12
08113060	SURGICRYL 910 VIOLETA 5/0 75 CM DS19 AGULHA LANCEOLADA 19 MM	CX. 12
08113061	SURGICRYL 910 VIOLETA 3/0 75 CM DS19 AGULHA LANCEOLADA 19 MM	CX. 12
08113072	SURGICRYL 910 VIOLETA 2/0 75 CM DS24 AGULHA LANCEOLADA 24 MM	CX. 12
08113079	SURGICRYL 910 VIOLETA 3/0 75 CM DS24 AGULHA LANCEOLADA 24 MM	CX. 12
08113080	SURGICRYL 910 VIOLETA 3/0 75 CM DS19 AGULLHA LANCEOLADA 19 MM	CX. 12
08113097	SURGICRYL 910 VIOLETA 0 75 CM DS24 AGULHA LANCEOLADA 24 MM	CX. 12
08113098	SURGICRYL 910 VIOLETA 3/0 75 CM HR26 AGULHA CILINDRICA 26 MM	CX. 12
08113099	SURGICRYL 910 VIOLETA 2 75 CM HR36 AGULHA CILINDRICA 36 MM	CX. 12
08113127	SURGICRYL 910 VIOLETA 0 75 CM HR26 AGULHA CILINDRICA 26 MM	CX. 12
08113137	SURGICRYL 910 VIOLETA 2/0 75 CM HR26 AGULHA CILINDRICA 26 MM	CX. 12
08113138	SURGICRYL 910 VIOLETA 6/0 75 CM DS12 AGULHA CILINDRICA 12 MM	CX. 12
08113143	SURGICRYL 910 VIOLETA 2/0 75 CM HR40 AGULHA CILINDRICA 40 MM	CX. 12
08113144	SURGICRYL 910 VIOLETA 2 90 CM HR40 AGULHA CILINDRICA 40	CX. 12

MM

08113154	SURGICRYL 910 VIOLETA 2/0 75 CM HR30 AGULHA CILINDRICA 30 MM	CX. 12
08113155	SURGICRYL 910 VIOLETA 3/0 75 CM HR30 AGULHA CILINDRICA 30 MM	CX. 12
08113202	SURGICRYL 910 VIOLETA 1 75 CM HR30 AG/CILINDRICA 30 MM	CX. 12
08113188	SURGICRYL 910 VIOLETA 4/0 75 CM HS17 AG/LANCEOLADA 1/2 17 MM	CX. 12
08113185	SURGICRYL 910 VIOLETA 7/0 45 CM 2 X 8 mm - 200µm 1/2 CIRCULO	CX. 12
08113208	SURGICRYL 910 INCOLOR 3/0 50 CM DS16 AG/LANCEOLADA 3/8 EASY PASS 16 MM	CX. 12