

# SUTURA MONOFILAMENTO SURGICRYL



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Alta e duradoura resistência à tracção.
- Resistência excepcional para apoio de uma ferida estendida.
- Sintético, é uma sutura sintética absorvível estéril cirúrgica composta por poliéster poli (p-dioxanona).
- Reação tecidual mínima.
- Reparte-se por hidrólise.
- Taxa de absorção previsível.
- Monofilamento com diâmetro.
- Passagem suave através dos tecidos sem corte, arraste de tecido ou trauma.
- Ausência de capilaridade (sem suporte do crescimento bacteriano).
- Excelente nó, muito seguro, não se desfaz.
- Maleabilidade e maciez.
- Boas propriedades de manuseamento.
- Nó fácil e seguro.
- Hermeticamente selado na embalagem.
- Selo de garantia e esterilidade do produto.

- Indicações: fecho geral de tecidos moles, especialmente em cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia oftálmica, ortopedia, fecho da parede abdominal, ginecologia, cirurgia plástica e urologia.
- Contra-indicações: Cirurgia Cardiovascular, Neurocirurgia, dispositivos prostéticos. Sendo absorvível não usar quando o suporte é necessário para além de 6 semanas. Precaução em doentes com cicatrização tardia (por exemplo, com sistema imunológico comprometido).
- Está disponível numa gama de tamanhos e comprimentos, sem agulha ou com agulha inoxidável atraumática de diversos tipos.

Código	Descrição	Unidade de venda
08113094	SURGICRYL MONOFILAMENT POLYDIOXANONE VIOLETA 2/0 75 CM HR26 AG / CILINDRICA 26 MM	CX. 12
08113095	SURGICRYL MONOFILAMENT POLYDIOXANONE VIOLETA 3/0 75 CM DS24 AG / LANCEOLADA 24 MM	CX. 12
08113129	SURGICRYL MONOFILAMENT POLYDIOXANONE VIOLETA 0 90 CM HR48 AG / CILINDRICA 1/2 48 MM	CX. 12
08113158	SURGICRYL MONOFILAMENT POLYDIOXANONE VIOLETA 2/0 75 CM DS24 AG / LANCEOLADA 24 MM	CX. 12
08113159	SURGICRYL MONOFILAMENT POLYDIOXANONE VIOLETA 0 75 CM DS24 AG / LANCEOLADA 24 MM	CX. 12
08113160	SURGICRYL MONOFILAMENT POLYDIOXANONE VIOLETA 1 75 CM HS36 AG / LANCEOLADA 36 MM	CX. 12
08113191	SURGICRYL MONOFILAMENT POLYDIOXANONE VIOLETA 0 90CM HR36 AG/CILINDRICA 1/2 36 MM	CX. 12
08113190	SURGICRYL MONOFILAMENT POLYDIOXANONE VIOLETA 1/0 90CM HR36 AG/CILINDRICA 1/2 36 MM	CX. 12