

## Marcador Cirúrgico

# SKIN MARKER



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Marcador em tinta genciana cor violeta não tóxica.
- Dois tipos de marcação:
  - fina: ideal para cirurgia plástica.
  - grossa: mais utilizada em cirurgia vascular.
- Muito resistente, inclusive às desinfecções pré-cirúrgicas.
- A tinta do marcador pode ser retirada da pele com álcool isopropílico.
- Embalado juntamente com pequena escala métrica de 15cm, em pacote peel-pack.
- Esterilizado por óxido de etileno.

Código	Descrição	Unidade de venda
10011000	MARCADOR CIRÚRGICO FINO P/PELE ESTÉRIL	CX.50
10113000	MARCADOR CIRÚRGICO DUPLO FINO/REGULAR P/PELE ESTÉRIL	CX.36