

Colar Cervical



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- MOLDÁVEL
- Imobilização cervical semi-rígida.

- Confortável.
- Espuma suave com cobertura em 88% algodão e 12% poliuretano.
- Anti-alérgico. Lavável. Ajustável com fecho em velcro.
- O seu formato anatómico permite um ajuste perfeito na coluna vertebral.
- Para mialgias da zona cervical. Cor: azul escuro.
- RÍGIDO “Schanz”
- Imobilização cervical rígida.
- Fabricado em polietileno ventilado para a circulação de ar.
- Rebordo acolchoado para o queixo.
- Ajustável com fecho em velcro.
- A sua forma anatómica permite um melhor suporte terapêutico, com menos incómodo para o utilizador.
- Confortável. Anti-alérgico. Lavável.
- Sistema de fecho seguro.
- Para traumas de entorses e mialgias da zona cervical.

Código	Descrição	Unidade de venda
28016002	COLAR CERVICAL MOLDÁVEL M (175-123)	UN