

## Tala de Zimmer



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Talas em alumínio forrado com espuma de 1 ou 2 cm de espessura conforme os tamanhos.
- Facilmente moldáveis.
- Leves e estáveis.
- Cantos arredondados.
- Boa tolerância cutânea.
- Inteiramente transparentes aos RX.
- Esterilizáveis.
- Aplicáveis mesmo quando há feridas ou outras escoriações na pele.

Código	Descrição	Unidade de venda
28005002	TALA DE ZIMMER 1"	CX.12

28005001

TALA DE ZIMMER 1/2"

CX.12

28005000

TALA DE ZIMMER 3/4"

CX.12