

CR - 260



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Combinação Crusher e cortador. Fornece os dois em um garantindo conveniência para administração de medicamentos.
- Uma extremidade corta comprimidos finais e mói-las em forma de um pó.
- O compartimento de armazenamento fornece acesso rápido aos medicamentos.
- Medidas: Largura: 74 milímetros Profundidade: 53 milímetros Altura: 74 milímetros

Código	Descrição	Unidade de venda
-	CR - 260	CX. 1