

CUTIMED SILTEC SORBACT PENSO DE ESPUMA



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Penso de espuma superabsorvente com tecnologia Sorbact para feridas com exsudado de moderado a elevado.
- Indicações: Feridas colonizadas, contaminadas ou infetadas; Feridas crónicas como úlceras venosas, arteriais, diabéticas ou por pressão); Feridas pós-cirúrgicas deiscuentes; Feridas traumáticas; Depois da excisão de fístulas e abscessos.
- Absorção segura que se adapta a variações nos níveis de exsudado, mesmo sob compressão.
- A tecnologia Siltec mantém sempre um ambiente húmido ótimo na ferida.
- Também eficaz na absorção de exsudados viscosos.
- As partículas superabsorventes captam o exsudado da ferida, mesmo sob compressão.
- A absorção vertical e a película superior semipermeável evitam a maceração.
- Aplicação prática e segura.
- O rebordo adesivo de silicone permite reposicionar o penso e uma remoção atraumática e indolor.
- Remoção do penso sem resíduos.
- A película transparente permite uma fácil inspeção da saturação do penso.

Código	Descrição	Unidade de venda
79929-06	CUTIMED SILTEC SORBACT SACRUM 23x23 CM	CX. 5
79929-05	CUTIMED SILTEC SORBACT SACRUM 17,5x17,5 CM	CX.5
79929-03	CUTIMED SILTEC SORBACT 17,5X17,5 CM	CX. 5
79929-02	CUTIMED SILTEC SORBACT 15X15 CM	CX. 10
79929-01	CUTIMED SILTEC SORBACT 12,5X12,5 CM	CX. 10
79929-00	CUTIMED SILTEC SORBACT 7,5X7,5 CM	CX.10
79929-04	CUTIMED SILTEC SORBACT 22,5X22,5 CM	CX.5