

LEUKOMED SORBACT PENSO PÓS-CIRÚRGICO



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Penso pós-cirúrgico.
- Para prevenção e tratamento da infeção em feridas traumáticas ou pós-cirúrgicas, colonizadas, contaminadas ou infetadas.
- Película de poliuretano impermeável: Facilita a higiene do doente; Cobre e protege a ferida da contaminação externa; Adesão segura mesmo em zonas articuladas; Reduz a frequência das mudanças de penso; Elevada permeabilidade, evita o risco de maceração; Ajuda a criar as condições ideais para favorecer o processo de cicatrização da ferida; Altamente moldável para um maior conforto do doente.
- Tecnologia Sorbact: Capta de forma eficaz bactérias e fungos. Ajuda a reduzir o risco de infeção; Sem resistência bacteriana ou fúngica, graças à ação puramente física; Sem agentes químicos, baixo risco de alergias, sem contraindicações, sem tempo limitado de utilização.
- Compressa absorvente: Para níveis de exsudado de baixos a moderados. Previne as fugas de exsudado; Mantém os bordos da ferida secos. Baixo risco de maceração.

Código	Descrição	Unidade de venda
76199-09	LEUKOMED SORBACT PENSO PÓS-CIRÚRGICO 8x15 CM	CX.3

76199-08	LEUKOMED SORBACT PENSO PÓS-CIRÚRGICO 8x10 CM	CX.3
76199-06	LEUKOMED SORBACT PENSO PÓS-CIRÚRGICO 10x35 CM	CX.20
76199-05	LEUKOMED SORBACT PENSO PÓS-CIRÚRGICO 10x30 CM	CX.20
76199-04	LEUKOMED SORBACT PENSO PÓS-CIRÚRGICO 10X25 CM	CX. 20
76199-03	LEUKOMED SORBACT PENSO PÓS-CIRÚRGICO 10x20 CM	CX.20
76199-02	LEUKOMED SORBACT PENSO PÓS-CIRÚRGICO 8X15 CM	CX.20
76199-01	LEUKOMED SORBACT PENSO PÓS-CIRÚRGICO 8x10 CM	CX. 20
76199-00	LEUKOMED SORBACT PENSO PÓS-CIRÚRGICO 5x7,2 CM	CX.20
76199-07	LEUKOMED SORBACT PENSO PÓS-CIRÚRGICO 5x7,2 CM	CX.3