

CUTIMED CAVITY PENSO DE ESPUMA



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- O Cutimed Cavity encontra-se entre os pensos de espuma mais absorventes para feridas cavitárias, estando o seu aumento de volume entre os mais baixos, protegendo assim o leito da ferida. Não se decompõe quando fica saturado e permite uma remoção integral, sem deixar resíduos na ferida.
- Indicações: Feridas cavitárias e profundas, por exemplo, em úlceras venosas, úlceras diabéticas, úlceras por pressão, feridas depois da excisão de fístulas e abscessos, feridas pós-cirúrgicas deiscuentes e feridas traumáticas.
- Para feridas cavitárias com níveis de exsudado de moderados a elevados.
- Elevada capacidade de absorção com aumento de tamanho moderado.
- Macio, flexível e altamente maleável.
- Não adesivo.
- Estrutura microporosa, reduz o risco de crescimento de tecido no seu interior e garante uma remoção atraumática e indolor.
- Pode ser cortado.

Código	Descrição	Unidade de venda
72621-03	CUTIMED CAVITY PENSO DE ESPUMA 15x15 CM	CX.5

72621-01	CUTIMED CAVITY PENSO DE ESPUMA 10x10 CM	CX. 10
----------	---	--------

72621-00	CUTIMED CAVITY PENSO DE ESPUMA 5x6 CM	CX. 10
----------	---------------------------------------	--------
