

CUTIMED SILTEC PENSO DE ESPUMA



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Cutimed Siltec foi desenvolvido especialmente para garantir uma gestão efetiva do exsudado, um fator-chave para a cicatrização em ambiente húmido. Os níveis de exsudado podem variar com o ciclo de cicatrização e os pensos de espuma devem prestar, de forma contínua, resultados consistentes e fiáveis. Graças à gestão dinâmica do exsudado, o Cutimed Siltec permite gerir eficazmente diferentes níveis de exsudado ou viscosidades.
- Cutimed Siltec é ligeiramente aderente, para peles extremamente frágeis e/ou danificadas que necessitam de uma proteção extra.
- Penso de espuma superabsorvente sem rebordo adesivo; Níveis de exsudado de moderados a elevados; Espessura de 5 mm; Efeito almofadado protetor.

Código	Descrição	Unidade de venda
72632-04	CUTIMED SILTEC 20x20 CM	CX.5
72632-03	CUTIMED SILTEC 15x15 CM	CX. 10
72632-02	CUTIMED SILTEC 10x20 CM	CX. 10
72632-01	CUTIMED SILTEC 10x10 CM	CX. 10
1254028	CUTIMED SILTEC 5x6 CM	CX. 10