

Aspirador de secreções



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Aspirador de uso profissional, indicado para pequenas cirúrgias ou pós-traqueotomias.
- Com um electro-compressor fiável e silencioso.
- Ideal para tratamentos pós-operatórios no domicílio.
- Compressor protegido por caixa plástica branca com pega, robusta e resistente, muito leve e de fácil limpeza.
- Com nível de sucção regulável e indicador (manómetro) de vácuo.
- Fornecido com recipiente de policarbonato, esterilizável, com capacidade de um litro, válvula anti-derrame e filtro bacteriano.
- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 350x180x200mm. Peso - 4,5Kg. Nível de ruído - 50dbA. Potência - 230V. Consumo - 1A. Vácuo máximo - 80kPa. Fluido Máximo - 1,5L min. Modelo certificado.
- ACESSÓRIOS 176-020 Recip. c/tampa para substituição 1litro 176-021 Recip. para substituição 1litro 176-022 Tampa c/válvula anti-derrame 176-023 Filtro anti-bacteriano 176-024 Tubos em silicone

Código	Descrição	Unidade de venda
20063001	ASPIRADOR DE SECREÇÕES FAZZINI F-40	UN